



FICHA TECNICA
” SISTEMA DE DRENAJE PARA HERIDAS
TIPO JACKSON PRATT - GPS MEDIKAL®”
REGISTRO INVIMA 2024DM-0028917
PARA UN SOLO USO

DESCRIPCIÓN	El sistema de drenaje de heridas está compuesto por un depósito de succión equipado con una válvula antirreflujo y un conector para la conexión al tubo de drenaje. El depósito puede tener una capacidad de 100, o 200 cc. El sistema se configura conectando el tubo de drenaje, seleccionado según las necesidades clínicas, al conector del depósito de succión creando el vacío por simple compresión.
INDICACIONES Y USOS	USADO PARA EL DRENADO POST OPERATORIO DE FLUIDOS, SANGRE Y TEJIDOS. ESTA FAMILIA DE PRODUCTOS TRABAJA EN CONJUNTO CON BOLSAS PARA EL DRENAJE DE HERIDAS Y/O SISTEMAS DE DRENAJE TORAXICO. Modelos del sistema: YY-A, YY-B, YY-C, YY-D, BY-A, BY-B, BY-C, BY-D, SY-A, SY-B, SY-C, SY-D. Código UMDNS: [16-521]. El sistema de drenaje cerrado de heridas se utiliza en el drenaje operativo por succión, drenaje de derrames, gases y spesis producidos por heridas u operación, incluye aguja guía, tubo de drenaje, bola de presión negativa, drenaje bolsa de líquido de drenaje, botella de líquido de drenaje. El producto es estéril, debe ser descartado una vez se use ya que es de un solo uso. CARACTERÍSTICAS: Acero inoxidable médico S304h (aguja guía), PVC (bolsa de líquido de drenaje, líquido de drenaje botella), silicona (tubo de drenaje, tubo de conexión, bola de presión negativa)
ADVERTENCIAS, PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES	• No usar ninguna bolsa que presente fugas o que el empaque este roto. • No utilizar después de la fecha de vencimiento indicada en el empaque. • El dispositivo es para UN SOLO USO únicamente • Retenido en el cuerpo humano por no más de 30 días. O según regulación local o indicación médica.
LISTADO DE PARTES PRINCIPALES	PARTES: • aguja guía con su protector • Tubo de drenaje • botella de líquido de drenaje. 



FICHA TECNICA
” SISTEMA DE DRENAJE PARA HERIDAS
TIPO JACKSON PRATT - GPS MEDIKAL®”
REGISTRO INVIMA 2024DM-0028917
PARA UN SOLO USO

DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO	
	Descripción – Contenedor de Silicón de 100 ml o 200 ml. – Tubo conector de silicón para Drenaje de 4.8 mm de DE y 2.5 mm de DI. – Pinzas de suspensión para fijación simple – Válvula de Aire para fácil Evacuación – Tubo para herida Jackson Pratt con aguja de 4.8 mm Antes de usar Siga las instrucciones del médico tratante, que podrían incluir más no limitarse a: 1. conecte la bolsa de líquido de drenaje a la bola de presión negativa y cierre la abrazadera de conexión entre la bola de presión negativa y el drenaje tubería. 2. Use la aguja guía para perforar la piel, corte el tubo de drenaje según sea necesario 3. longitud de acuerdo con los requisitos de operación, 4. y coloque la tubería de drenaje en la posición que requiere drenaje, 5. luego fije el tubo de drenaje en la piel y retire la aguja guía. 6. Vacíe el depósito de bulbo de manera normal, pero no vuelva a poner el tapón; mantenga el bulbo totalmente hinchado para que no haya aspiración de presión negativa durante la extracción del drenaje